

## Laborstühle, LAT Laboratory Chairs

### ① Stehhilfe

- Sitz aus schwarzem PU-Schaum
- Höhenverstellbar durch Sicherheitsgaslift, 55 – 80 cm
- Wipptechnik
- Fußkreuz, schwarz
- Gleiter oder stopper Rollen

Artikel	Best.-Nr.
Stehhilfe mit Stopper	10 20 10101
Stehhilfe mit Rollen	10 20 10102

### ② Drehhocker

- Sitz aus schwarzem PU-Schaum
- Höhenverstellbar durch Sicherheitsgaslift, 46 – 66 cm
- Ringauslöser
- Lastenabhängig gebremste Rollen

Artikel	Best.-Nr.
Drehhocker	10 20 10105

### ③ Drehhocker

- Sitz aus schwarzem PU-Schaum
- Sattelsitz
- Sitzneigung einstellbar
- Höhenverstellbar durch Sicherheitsgaslift, ca. 46 – 66 cm
- Ringauslöser
- Lastenabhängig gebremste Rollen für harte Böden

Artikel	Best.-Nr.
Drehhocker mit Sattelsitz	10 20 10106

### ④ Laborstuhl

- Formsitz und Rückenlehne aus PU-Schaum
- Höhenverstellbar, 46 – 66 cm
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Sitz- und Rückenlehnung einstellbar
- Rollen für harte Böden

Artikel	Best.-Nr.
Laborstuhl	10 20 10108

### ⑤ Laborstuhl

- Formsitz und Rückenlehne aus PU-Schaum
- Höhenverstellbar durch Sicherheitsgaslift
- Höhenverstellbare Rückenlehne, pendelnd gelagert
- Einstellbare Sitztiefe

Artikel	Best.-Nr.
<b>Laborstuhl mit lastenabhängig gebremsten Rollen</b>	<b>10 20 10110</b>
Höhenverstellbar: ca. 46 – 66 cm	
<b>Laborstuhl mit Fußring und Gleitern</b>	<b>10 20 10111</b>
Höhenverstellbar: ca. 55 – 80 cm	

### ⑥ Laborstuhl

- Kunstleder schwarz, nahtlos und straff gepolstert
- Ergonomisch geformt
- Höhenverstellbar durch Sicherheitsgaslift, ca. 46 – 66 cm
- Höhenverstellbare Rückenlehne, pendelnd gelagert
- Synchrontechnik
- Lastenabhängig gebremste Rollen

Artikel	Best.-Nr.
Laborstuhl aus Kunstleder	10 20 10115

### ⑦ Laborstuhl

- Kunstleder ESD leitfähig, reißfest, rutschhemmend, schwarz
- Höhenverstellbar durch Sicherheitsgaslift schwarz, ca. 44 cm – 59 cm
- Rückenlehnenhöhenverstellung
- Permanentkontakt-Rückenlehne
- Fußkreuz schwarz
- Leitfähige Rollen für harte Böden

Artikel	Best.-Nr.
Laborstuhl aus Kunstleder, ESD	10 20 10116

