

Druckminderer, Dr. Wieland Pressure Reducer

Flaschendruckminderer

Flaschendruckminderer mit Inhalts- und Arbeitsmanometer, Eingangsdruck 200 bar, einstufig, Messing.

Artikel	Best.-Nr.
Sauerstoff, 0 – 10 bar	39 12 10125
Argon, 0 – 30 l/min	39 12 13131
Stickstoff, 0 – 10 bar	39 12 20128
Wasserstoff, 0 – 10 bar	39 12 25258
Druckluft, 0 – 10 bar	39 12 29582
CO ₂ , Ausgangsdruck 0,5 – 3 bar, Nenndruck 200 bar	39 12 30134

Tülle 6 mm mit Feinregulierventil, geeignet für Brutschrankbegasung

Druckminderer für weitere Gasarten und Druckbereiche auf Anfrage erhältlich.

