

## Variable Kolbenhubpipetten, Phoenix Instrument Variable Piston Pipettes



- Ergonomisches Design und geringer Kraftaufwand
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Einfach durchführbare Rekalibrierung mittels mitgeliefertem Werkzeug
- Voll autoklavierbar (nur LHP2)
- Leichte Einstellung des Volumens
- Leichtgängiger Spitzenabwurf
- 2 Jahre Garantie

### Variable Kolbenhubpipetten LHP1

Modell	Volumen µl	Genauigkeit %	Präzision %	Best.-Nr.
LHP1-V01	0,1–0,5	3,00	3,00	10 13 71011
LHP1-V05	0,5–10	1,50	1,50	10 13 71051
LHP1-V2	2–20	1,20	1,00	10 13 71222
LHP1-V5	5–50	0,90	0,60	10 13 71550
LHP1-V10	10–100	1,00	0,40	10 13 71010
LHP1-V20	20–200	0,80	0,30	10 13 71020
LHP1-V50	50–200	0,80	0,30	10 13 71050
LHP1-V100	100–1000	0,70	0,25	10 13 71100
LHP1-V200	200–1000	0,70	0,25	10 13 71122
LHP1-V1000	1000–5000	0,60	0,30	10 13 71110
LHP1-V2000	2000–10000	1,20	0,30	10 13 71120



### Variable Kolbenhubpipetten LHP2, autoklavierbar

Modell	Volumen µl	Genauigkeit %	Präzision %	Best.-Nr.
LHP2-V01	0,1–0,5	3,00	3,00	10 13 72011
LHP2-V05	0,5–10	1,50	1,50	10 13 72050
LHP2-V2	2–20	1,20	1,00	10 13 72020
LHP2-V5	5–50	0,90	0,60	10 13 72501
LHP2-V10	10–100	1,00	0,40	10 13 72013
LHP2-V20	20–200	0,80	0,30	10 13 72200
LHP2-V50	50–200	0,80	0,30	10 13 72502
LHP2-V100	100–1000	0,70	0,25	10 13 72101
LHP2-V200	200–1000	0,70	0,25	10 13 72220
LHP2-V1000	1000–5000	0,60	0,30	10 13 72111



Pipetten mit festem Volumen auf Anfrage

Für alle variablen Pipetten werden Messungen im unteren, mittleren und oberen Volumen durchgeführt. Die Genauigkeit und Präzision wird bei variablen Pipetten im Mittel des Einstellbereiches angegeben.

### Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Pipettenspitzen 0,5 – 20 µl, Beutel á 1000 Stück	10 13 71111
Pipettenspitzen 1 – 200 µl gelb, Beutel á 1000 Stück	10 13 71112
Pipettenspitzen 100 – 1000 µl blau, Beutel á 1000 Stück	10 13 71114
Pipettenspitzen 1,0 – 5,0 ml, Beutel á 300 Stück	10 13 71116
Pipettenspitzen 1,0 – 10,0 ml, Beutel á 100 Stück	10 13 71118
Pipettenständer linear, für 5 Pipetten	10 13 71101
Pipettenständer rund, für 6 Pipetten	10 13 71102

