

CO₂-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation, BINDER CO₂-Incubators with Hot Air Sterilization

BINDER
Best conditions for your success

Serie CB: CO₂-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und hitzesterilisierbarem CO₂-Sensor

Ausstattung:

- Elektronisch geregelte APT.line™ Vorwärmekammertechnologie
- Temperaturbereich 4°C über Raumtemperatur bis 60°C
- Intuitiv bedienbarer Touchscreen-Controller
- Heißluftsterilisierbarer CO₂-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- Fail Safe CO₂-Autodiagnosesystem zum pH-Schutz der Zellkulturen
- CO₂-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
- Optimiertes Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz



Webcode  WWQGZ008

Typ	Innenraum-Vol. l	A.-B × H × T mm	I.-B × H × T mm	Best.-Nr.
CB 60	53	580×720×545	400×400×330	10 40 10088
① CB 170	170	680×870×715	560×600×505	10 40 10131
CB 260	210	740×1020×785	620×750×575	10 40 10147

