

Explosionsschutzgeschützte Laborkühl- und Gefriergeräte mit Comfort-Elektronik, LIEBHERR
Explosion-proofed Laboratory Refrigerators and Freezers with Comfort Electronics

Speziell zur Lagerung von explosiven und leicht entzündbaren Stoffen, beispielweise in der chemischen Industrie, beinhaltet das Laborprogramm Geräte mit explosionsgeschütztem Innenraum gemäß der Sicherheitsanforderungen der EU Richtlinie 94/9/EG (ATEX95) und sind durch die ATEX Konformitätsbewertungsstelle electro-suisse - SEV geprüft.

| Typ | Brutto-Inhalt l | Temperaturbereich °C | Außenmaße B x T x H mm | Anschluss W | Best.-Nr. |
|-------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| LKUexv 1610 | 141 | +3 – +16 | 601×618×820 | 190 | 10 45 61611 |
| LKexv 3910 | 360 | +3 – +16 | 601×618×1840 | 280 | 10 45 63911 |
| LGUex 1500 | 139 | -9 – -26 | 601×618×820 | 190 | 10 45 61500 |
| LGex 3410 | 310 | -9 – -30 | 601×618×1840 | 280 | 10 45 63410 |
| LCexv 4010 | 254 | -9 – -30, +3 – +16 | 600×615×2000 | 280 | 10 45 64011 |



LIEBHERR
Qualität. Design und Innovation

